Cellina

ДВОЙНАЯ ФРАКЦИОННАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ

Технические характеристики

Тип системы	Моно и Биполярный RF
Частота	1 МГц
Технологии	Фракционное RF микро-укалывание (FRM)
	Фракционная RF сублятивность (FRS)
Максимальная энергия	100 Дж/см^2
Сменные насадки	Игольчатый RF
	Фракционный RF
Глубина проникновения иглы	0,5 – 3мм (регулируется)
Дисплей	TFT LCD
Включение	Ножная педаль
Размеры (мм)	430(Ш)*720(Г)*1000(В)
Вес	30 кг

ProBeautyEquip

ДИСТРИБУТОРСЬКА КОМПАНІЯ, ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

м. Львів, Україна

probeautyequip.com.ua

+380 (67) 313-82-23

@probeautyequip - Інстаграм

ФОП Козанкевич Лариса Олексіївна

79040, м. Львів, вул. Сигнівка, 3/32

код ЄДРПОУ 2615014847

п/р UA943220010000026008340067421

у АТ КБ «Універсал банк»

МФО 322001

Безопасность и эффективность для всех типов кожи

Cellina

ДВОЙНАЯ ФРАКЦИОННАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ

Pro Beauty Equip

Области применения:

Структурное омоложение кожи

Неровности структуры кожи

Морщины

Рубцы

Расширенные поры

Гипергидроз



Cellina

Безопасность и эффективность для всех типов кожи

ДВОЙНАЯ ФРАКЦИОННАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ


Фракционный микроигольчатый rf и фракционное сублятивное rf омоложение

Cellina была разработана для омоложения кожи всех типов за счет эффекта синергии двух видов воздействия, которые позволяют достичь желаемого результата двумя путями – неабляционным и абляционным.
Система Cellina **3-в-1** направлена на структурное омоложение для всех типов кожи.

Неабляционное + Абляционное


Более безопасное и эффективное воздействие тепловой энергией в зоне обработки

Точное и равномерное воздействие тепловой энергией
Равномерный результат лечения
с точным матричным массивом



- Лечение на уровне эпидермиса и дермы
- Малый риск возникновения PIH (Пост-воспалительная гиперпигментация)
- Короткий период реабилитации
- Для всех типов кожи

ФРАКЦИОННЫЙ РФ (НЕАБЛЯЦИОННОЕ)





Фракционное
сублимационное омоложение



Мгновенный результат на уровне эпидермиса, за счет точного воздействия тепловой энергией.

**Удобная рукоятка
для проведения процедур**



Уровень воздействия:
эпидермис и поверхностная дерма

ФРАКЦИОННАЯ RF МИКРОИГЛА ДЛЯ АБЛЯЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ




Игла двух типов:
неизолированная игла
изолированная игла



Эргономичная легкая рукоятка



Фракционная RF микроигла




Точное воздействие RF энергии в глубокую дерму, с возможностью изменения глубины проникновения иглы.

Уровень воздействия:
средняя и глубокая дерма


RF РУЧКА







Воздействие высокочастотной тепловой энергией на акне оказывает эффект разложения и стерилизацию от бактерий.




При воздействии высокочастотной тепловой энергии на угревую сыпь приводит к сужению пор за счет тепловой энергии, а затем эффект сужения пор усиливается с помощью процедуры INNO PLUS.

Телеангиэктазия



До | Сразу после процедуры

Акне



До | После 3 процедур

Расширенные поры



До | После 1 процедуры

Постакне



До | После 2 процедур